


Anticorpo Policlonale Anti-Prex1 Per Wb, Elisa - Q8Tcu6

Numero articolo: CM0019188



introduzione

Il PREX1 Rabbit pAb rileva il PREX1 umano, un GEF RAC attivato da PIP3 e subunità beta-gamma delle proteine G. Adatto per WB ed ELISA; ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PREX1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P-REX1; PREX1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57580
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1000-1300 del PREX1 umano (NP_065871.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TCU6
Peso Proteico	186kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio