

Anticorpo Policlonale Anti-PrG2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13727

Numero articolo: CM0028998



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PRG2 validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva PRG2 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di difesa immunitaria, delle reazioni di ipersensibilità e delle risposte antiparassitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	Note/Alias	Specie	GeneID (Umano)	GeneID	Immunogeno	Sorgente	Categoria	Applicazione	Reattività crociata	SWISS	Peso proteico	Spedizione
pAb coniglio PRG2	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	Umano	5553	5553	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del PRG2 umano (NP_002719.3)	Coniglio	Anticorpi policlonali	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Umano, Mouse, Ratto	P13727	25 kDa	Borsa del ghiaccio