

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prg2 Per Wb, If-P, Elisa - P13727

Numero articolo: CM0021129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PRG2 (proMBP) umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Colpisce una citotossina e un'elmintotossina coinvolta nella difesa antiparassitaria e nell'ipersensibilità immunitaria. Adatto per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRG2 Rabbit pAb
Note/Alias	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; proteoglicano del midollo osseo
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5553
GeneID	5553
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-222 di PRG2 umano (NP_002719.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13727
Peso proteico	23kDa/25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio