

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prg4 Per Wb Ed Elisa - Q92954

Numero articolo: CM0013563

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRG4 umano (lubricina/MSF). Adatto per Western blot ed ELISA, cross-reattivo con il ratto. PM previsto 151 kDa; utile per studiare la lubrificazione articolare e la biologia sinoviale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRG4 Rabbit pAb
Note/Alias	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Specie	Umano
ID Gene	10216 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1264-1363 di PRG4 umano (NP_001121180.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Ratto
SWISS	Q92954
Peso Proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio