


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prim2 Per Wb, Elisa - P49643

Numero articolo: CM0015133



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PRIM2 umano (sottounità grande della primasi del DNA). Validato per Western blot e ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Ideale per studi sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRIM2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	p58; PRIM2A; PRIM2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5558
Gene ID	5558
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-170 di PRIM2 umano (NP_000938.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo
SWISS	P49643
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio