


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Proteina Prionica (Cd230/Prpc) Per Wb, Elisa - P04156

Numero articolo: CM0028380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina prionica umana (PrP, CD230), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata al topo. Adatto per la ricerca sulle malattie da prioni e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Proteina Prionica Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteina Prionica
Specie	Umano
GeneID	5621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-230 della proteina prionica umana (NP_001073592.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P04156
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio