


Anticorpo Policlonale Anti Proteina Prionica Per Wb, Elisa - P04156

Numero articolo: CM0024107



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina prionica umana (PRNP). Convalidato per Western blot e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Utile per la ricerca sulle malattie prioniche, lo sviluppo neuronale e l'omeostasi del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Prion Protein Rabbit pAb
Note/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteina Prionica
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5621
GeneID	5621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-230 della proteina prionica umana (NP_001073592.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P04156
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio