


Anticorpo Monoclonale Anti-Prk2/Pkn2 Per Wb E Wb - Q16513

Numero articolo: CM0002768



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PRK2/PKN2 umano (PKN gamma), adatto per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, la dinamica del citoscheletro e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
Note/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5586
GeneID	5586
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16513
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio