


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prk2/Pkn2 Per Wb Ed Elisa - Q16513

Numero articolo: CM0022209



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRK2/PKN2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Adatto per studiare la segnalazione Rho/Rac, la progressione del ciclo cellulare e la dinamica del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRK2/PKN2 Rabbit pAb
Note/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5586
GeneID	5586
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16513
Peso Molecolare Proteina	112kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante