

Anti-Prkab2 Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Numero articolo: CM0025051



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a PRKAB2 umano (sottounità beta-2 di AMPK). Validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca metabolica e sull'energia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRKAB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRKAB2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5565
GenelD	5565
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-272 di PRKAB2 umano (NP_005390.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43741
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio