

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Prkacg Per Wb & Elisa - P22612

Numero articolo: CM0024888

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto contro PRKACG umano per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mediata da chinasi cAMP-dipendente e sul testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRKACG Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5568
ID gene	5568
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-351 di PRKACG umano (NP_002723.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22612
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio