


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prkag1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54619

Numero articolo: CM0028303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla PRKAG1 umana (subunità gamma-1 dell'AMPK). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività umana, murina e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo energetico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PRKAG1
Note/Alias	AMPKG; PRKAG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5571
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-331 della PRKAG1 umana (NP_002724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54619
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio