

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prkag3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugi9

Numero articolo: CM0017987

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana PRKAG3 (subunità gamma-3 dell'AMPK) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo energetico cellulare e sulla regolazione energetica muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRKAG3 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	53632
GeneID	53632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della proteina umana PRKAG3 (NP_059127.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UGI9
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio