

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Prkar2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Numero articolo: CM0002559

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PRKAR2B, la subunità regolatoria della proteina chinasi dipendente da cAMP di tipo II-beta. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata umana, murina e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRKAR2B Rabbit mAb
Note/Alias	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5577
GeneID	5577
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 319-418 di PRKAR2B umano (P31323).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31323
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio