

Anti-Prkcdbp (Cavin-3) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q969G5

Numero articolo: CM0020684

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al PRKCDBP umano (Cavin-3/SRBC), validato per Western blot e ELISA. Cross-reattività con ratto. Adatto per ricerche sulla dinamica delle caveole e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRKCDBP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	112464
Immunogeno	Proteina Ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-160 del PRKCDBP umano (NP_659477.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Ratto
SWISS	Q969G5
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio