


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prkcq (Npkc-Theta) Per Wb, Elisa - Q04759

Numero articolo: CM0030323



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PRKCQ umano (nPKC-theta) per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule T e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKCQ Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5588
GeneID	5588
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di PRKCQ umano (NP_006248.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04759
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio