

Anticorpo Monoclonale Anti-PrkcsH Per Wb, Elisa - P14314

Numero articolo: CM0003818



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-PRKCSH validato per WB e ELISA, che reagisce specificamente con la PRKCSH umana (59kDa), subunità regolatoria della glucosidasi II nel reticolo endoplasmatico. Ideale per la ricerca sul controllo di qualità delle glicoproteine e sulle funzioni del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRKCSH Rabbit mAb
Note/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5589
GeneID	5589
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 429-528 della PRKCSH umana (P14314).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P14314
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio