

Anticorpo Policlonale Anti-PrkcsH Per Wb E Elisa - P14314

Numero articolo: CM0029663



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio reagisce con PRKCSH umano, murino e ratto (sottounità beta della glucosidasi 2) ed è validato per applicazioni di Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sulla lavorazione delle glicoproteine e sulla malattia renale policistica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKCSH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Specie	Umano
GeneID	5589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-275 di PRKCSH umano (P14314)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14314
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio