


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Prkd3 Per Wb E Elisa - 094806

Numero articolo: CM0028057



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia PRKD3 umano (serina/treonina-protein chinasi D3, EPK2, PRKCN) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del diacilglicerolo e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRKD3 Rabbit pAb
Note/Alias	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
Specie	Uomo
GeneID	23683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di PRKD3 umano (NP_005804.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O94806
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio