

Anticorpo Policlonale Anti-Prkg2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Numero articolo: CM0020802



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRKG2 umano (cGKII) validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per studi sulla secrezione intestinale, la crescita ossea e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKG2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 del PRKG2 umano (NP_006250.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q13237
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio