

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prkra/Pact Per Wb, Elisa - 075569

Numero articolo: CM0028770



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PRKRA/PACT umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una banda di ~34kDa e presenta reattività crociata con il mouse. Adatto per lo studio dell'attivazione PKR, dell'interferenza RNA e delle vie apoptotiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKRA/PACT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8575
GeneID	8575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 di PRKRA/PACT umano (NP_003681.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	075569
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio