

Anticorpo Policlonale Anti-Prl Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Numero articolo: CM0021436



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia la prolattina umana (PRL, ~26 kDa). Validato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla lattazione e sulla ghiandola mammaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRL Rabbit pAb
Note/Alias	GHA1; PRL
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5617
ID Gene	5617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-227 della PRL umana (NP_001157030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01236
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio