

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Prl/Prolattina Per Ihc-P, Elisa - P01236

Numero articolo: CM0009900



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante rabbit che bersaglia la Prolattina umana per applicazioni IHC-P e ELISA. Adatto per ricerche sulla lattazione e gli ormoni in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRL/Prolattina Rabbit mAb
Note/Alias	GHA1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5617
GenelD	5617
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P01236
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio