

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Prmt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Numero articolo: CM0005347



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PRMT1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce PRMT1 (42 kDa) di origine umana, murina e ratta. Utile per lo studio della metilazione dell'arginina, la regolazione epigenetica e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRMT1 Rabbit mAb
Note/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Specie	Umana
ID gene (umano)	3276
ID gene	3276
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della PRMT1 umana (Q99873).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99873
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio