


Anticorpo Monoclonale Anti-Prmt5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14744

Numero articolo: CM0003919



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PRMT5 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva PRMT5 umano, murino e ratto (previsto 73kDa). Ideale per studi sull'epigenetica e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRMT5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10419
GeneID	10419
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del PRMT5 umano (O14744)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14744
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio