


Anticorpo Policlonale Anti-Prmt5 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14744

Numero articolo: CM0023441



introduzione

pAb coniglio PRMT5 validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della metilazione dell'arginina, della regolazione della cromatina e della segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio PRMT5
Osservazioni/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10419
ID Gene	10419
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 538-637 di PRMT5 umano (NP_006100.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14744
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio