


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prmt5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14744

Numero articolo: CM0015493



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRMT5 umano (O14744), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sulla metilazione dell'arginina, la regolazione della cromatina e l'assemblaggio dello spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRMT5 Rabbit pAb
Note/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Specie	Umano
GeneID (umano)	10419
GeneID	10419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di PRMT5 umano (NP_006100.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O14744
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante