


Anticorpo Policlonale Anti-Prmt6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Numero articolo: CM0030492



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al PRMT6 umano (HRMT1L6), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con il mouse. Supporta le indagini sulla metilazione delle istoni, sulla repressione trascrizionale e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] PRMT6 Rabbit pAb
Note/Alias	HRMT1L6; T6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55170
Gene ID	55170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-375 del PRMT6 umano (NP_060607.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96LA8
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio