

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prmt6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Numero articolo: CM0021237



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PRMT6 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PRMT6 umano, una metiltransferasi dell'arginina istonica coinvolta nella repressione trascrizionale, nella riparazione del DNA e nello splicing dell'RNA. Ideale per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRMT6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HRMT6; PRMT6
Specie	Umano
GeneID (umano)	55170
GeneID	55170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-375 del PRMT6 umano (NP_060607.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96LA8
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio