

Anticorpo Policlonale Anti-Prmt7 Per Wb, Elisa - Q9Nvm4

Numero articolo: CM0015213

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRMT7 umano (Q9NVM4). Validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della metilazione degli istoni, dell'assemblaggio degli snRNP e dell'imprinting genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRMT7 Rabbit pAb
Note/alias	SBIDDS; PRMT7
Specie	Uomo
ID del gene	54496 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 513-692 di PRMT7 umano (NP_061896.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NVM4
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante