

Anticorpo Policlonale Anti-Prmt7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvm4

Numero articolo: CM0022305

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PRMT7 umana (proteina arginina N-metiltransferasi 7) per WB, IHC-P, ELISA. Per la ricerca sulla regolazione della cromatina, l'imprinting genico e l'assemblaggio di snRNP. Validato su campioni umani. 78kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRMT7 Rabbit pAb
Note/Alias	SBIDDS; PRMT7
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	54496
ID Gene	54496
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 513-692 della PRMT7 umana (NP_061896.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NVM4
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio