

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Prmt7 Per Wb, Elisa - Q9Nvm4

Numero articolo: CM0003011

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PRMT7 umano (Q9NVM4). Validato per Western blot e ELISA, cross-reattivo con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della metilazione dell'arginina e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRMT7 Rabbit mAb
Note/Alias	SBIDDS; PRMT7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54496
ID gene	54496
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PRMT7 umana (Q9NVM4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVM4
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio