

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prmt8 Per Wb Ed Elisa - Q9Nr22

Numero articolo: CM0019124



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PRMT8 di alta qualità per Western blot ed ELISA. Rileva PRMT8 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla metilazione dell'arginina proteica, regolazione della cromatina e funzioni specifiche del cervello. SWISS: Q9NR22.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio PRMT8
Note/Alias	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56341
GeneID	56341
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-380 di PRMT8 umano (NP_062828.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR22
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio