

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prmt9 Per Wb, Elisa - Q6P2P2

Numero articolo: CM0018133



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRMT9 umano, adatto per WB ed ELISA. Uno strumento affidabile per lo studio dello splicing alternativo e della metilazione dell'arginina delle proteine in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PRMT9 pAb di coniglio                                                                                                       |
| Note/Alias          | PRMT10; PRMT9                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| ID del gene (umano) | 90826                                                                                                                       |
| ID del gene         | 90826                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di PRMT9 umano (NP_612373.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS               | Q6P2P2                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 95 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                          |