


Anti-Pro Caspase-1 + P10 + P12 Rabbit Mab Per Wb, Ip, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0012746



introduzione

Rileva la pro-Caspase-1 umana e le sue forme clivate p10/p12 in WB, IP ed ELISA. Anticorpo monoclonale di coniglio con reattività crociata su umano, topo e ratto. Strumento di livello di ricerca per studi su infiammazione, piroptosi e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pro Caspase-1 + p10 + p12 Rabbit mAb
Note/Alias Alias	ICE; P45; IL1BC; Cleaved-Caspase-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	834
GeneID	834
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29466
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio