


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Procr (Epcr) Per Wb E Elisa - Q9Unn8

Numero articolo: CM0025427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega la proteina PROCR umana (recettore endoteliale della proteina C, EPCR), adatto per Western blot e ELISA. Presenta reazione crociata con la proteina di topo. Ideale per ricerche sulla coagulazione e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PROCR Rabbit pAb
Note/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10544
GeneID	10544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 della PROCR umana (NP_006395.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UNN8
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio