


Anticorpo Policlonale Anti-Procr Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn8

Numero articolo: CM0017702



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PROCR umana (recettore della proteina C endoteliale). Convalidato per WB, IHC-P ed ELISA; presenta cross-reattività con topo e ratto. Adatto per studi sulla coagulazione del sangue e sulla funzione endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PROCR Rabbit pAb
Note/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Specie	Umana
GeneID (umano)	10544
GeneID	10544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-209 della PROCR umana (NP_006395.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNN8
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio