

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-ProdH Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

Numero articolo: CM0005843

introduzione

CamelBio offre anticorpo monoclonale di coniglio anti-PRODH (O43272) validato per WB, IP, IHC-P ed ELISA, mirato alla proline deidrogenasi 1 umana. Adatto per studi sul metabolismo della prolina e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-PRODH
Note/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5625
GeneID	5625
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O43272
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio