


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Profilin1 Per Wb, Elisa - P07737

Numero articolo: CM0005744



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Profilin1 per WB ed ELISA, che riconosce Profilin-1 umano, murino e ratto (P07737). Validato per studi sul citoscheletro e legame all'actina, ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e sulla SLA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Profilin1 Coniglio mAb
Note/Alias	ALS18; Profilin1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5216
Gene ID	5216
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 61-140 del PFN1 umano (P07737).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07737
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio