

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Recettore Del Progesterone Per Wb, Elisa - P06401

Numero articolo: CM0003786



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia il recettore del progesterone umano (PR, NR3C3). Adatto per applicazioni Western blotting (WB) e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione ormonale e della biologia dei tessuti riproduttivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Recettore del progesterone mAb di coniglio
Note/Alias	PR; NR3C3; Recettore del progesterone
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 600-700 del recettore del progesterone umano (P06401)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P06401
Peso proteico	99 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio