

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti Recettore Del Progesterone Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06401

Numero articolo: CM0017355



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità specifico per il Recettore del Progesterone umano (PR, NR3C3). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche in biologia riproduttiva e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Recettore del Progesterone Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PR; NR3C3; Progesterone Receptor
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5241
ID Gene	5241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 del Recettore del Progesterone umano (NP_000917.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06401
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio