

Anti-Progranulina (Granulina) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Numero articolo: CM0018065



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la Progranulina umana (Granulina) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Adatto per studi su infiammazione, guarigione delle ferite e funzione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Granulina Coniglio pAb
Note/Alias	GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granulina
Specie	Umano
Gene ID	2896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-310 della Granulina umana (NP_002078.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P28799
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio