

Anticorpo Monoclonale Anti-Proibitina 2 (Phb2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99623

Numero articolo: CM0007858



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Proibitina 2 (PHB2) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva la PHB2 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione mitocondriale, della regolazione trascrizionale e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Proibitina 2 (PHB2)
Note/Alias	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Proibitina 2 (PHB2)
Specie	Umana
ID genico (umano)	11331
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della Proibitina 2 umana (Proibitina 2 (PHB2)) (Q99623).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99623
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante