

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

Numero articolo: CM0027165



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Prohibitin 2 (PHB2) umana, validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla funzione mitocondriale, regolazione trascrizionale e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Prohibitin 2 (PHB2) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Prohibitin 2 (PHB2)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11331
Gene ID	11331
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99623
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio