


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Proibitina Per Wb - P35232

Numero articolo: CM0002618



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Proibitina (PHB, P35232) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una proteina di 30 kDa. Adatto per studi su mitocondri, segnalazione cellulare e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Proibitina
Note / Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Proibitina
Specie	Uomo
GeneID	5245
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 100-200 della Proibitina umana (P35232)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35232
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio