

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prohibitin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35232

Numero articolo: CM0013003



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Prohibitin umana (PHB), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto, scimmia. Adatto per la ricerca mitocondriale e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Prohibitin Rabbit pAb
Note/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5245
Gene ID	5245
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-272 della Prohibitin umana (NP_002625.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P35232
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio