

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prohibitin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35232

Numero articolo: CM0014958



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Prohibitin umana (PHB), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulle funzioni mitocondriali, nucleari e della membrana plasmatica della prohibitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Prohibitin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitin
Specie	Umano
GeneID (umano)	5245
GeneID	5245
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-272 della Prohibitin umana (NP_002625.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35232
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio