

Anticorpo Policlonale Anti-Prokineticin-2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

Numero articolo: CM0028357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Prokineticin-2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul ritmo circadiano e gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PROK2 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	60675
Gene ID	60675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-129 di PROK2 umano (NP_001119600.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC23
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio