

Anticorpo Policlonale Anti-Proteina Indotta Dalla Prolattina (Pip) Per If/Icc, Elisa - P12273

Numero articolo: CM0027896



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proteina indotta dalla prolattina umana (PIP/GCDFP-15). Validato per IF/ICC ed ELISA. Riconosce la glicoproteina secreta matura di 17 kDa. Reagisce con l'umano. Per la ricerca sul cancro al seno e sulle ghiandole esocrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5304
ID Gene	5304
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-146 del PIP umano (NP_002643.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12273
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio