


Anticorpo Monoclonale Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) Per Wb - Q96Ks0

Numero articolo: CM0009688



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro EGLN2 umano (PHD1/HIF-PH1), validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della sensing dell'ossigeno cellulare, della degradazione HIF e delle vie correlate all'ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) Rabbit mAb
Note/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	112398
Gene ID	112398
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) umana (Q96KS0)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96KS0
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio